

# Thermometer mit akustischem Alarm für Kühlschränke und Tiefkühltruhen

Akustische Alarm-Funktion min. / max., Temperaturaufzeichnung min. / max., Remote-Sensor mit Saugnapf zur Befestigung im Kühlschrankinnern. Fühler 1m PVC Kabel.



## Technische Daten

Temperaturbereich	-49.9 bis +69.9°C
Auflösung	0.1°C
Messgenauigkeit	± 1 °C
Batterie	1.5 V AAA
Lebensdauer	5000 Stunden
Abmessungen	15 x 52 x 73 mm
Gewicht	48 g.
Gehäuse	ABS plastic
Alarm	Akustischer Alarm min./max., einstellbar
Funktion min./max.	Ja
Probe /Sensor style	internal & external fixed sensor
Werkskalibrierschein optional	optional UKAS Werkskalibrierschein mit 3 Messpunkten