

# Thermomètre Précision ou Précision Plus

## PT 100

### Résolution 0.1°C ou 0.01°C

- Grande précision  $\pm 0.2^\circ\text{C}$  ou  $0.05^\circ\text{C}$  (Précision Plus)
- Fonction mémoire max/min
- Sonde PT 100 interchangeable
- Certificat de calibration inclus

L'une des caractéristiques des thermomètres Précision est leur haute précision, Il y a deux modèles de disponibles, le Précision et le Précision Plus. Le Précision mesure dans une gamme de température de  $-199.9^\circ\text{C}$  à  $499.9^\circ\text{C}$  avec une résolution de  $0.1^\circ\text{C}$  et une précision de  $\pm 0.2^\circ\text{C}$ . Le Précision Plus mesure dans une gamme de température de  $-199.9^\circ\text{C}$  à  $199.9^\circ\text{C}$  avec une résolution de  $0.01^\circ\text{C}$  et une précision de  $\pm 0.05^\circ\text{C}$ . Veuillez noter que les précisions données sont pour les instruments seulement.

Les boutons on/off, max/min et hold sont situés sur le devant du thermomètre. Le connecteur de la sonde se situe sur le haut du thermomètre ce qui permet d'utiliser une large gamme de sondes suivant l'application. Les thermomètres Précision possède une grand écran LCD, facile à lire. Chaque thermomètre fonctionne avec des piles de 1.5 volt AAA qui leur donne une durée de vie de 2000 heures env. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes, mais cette caractéristique peut être enlevée par l'utilisateur.

Large gamme de sondes selon applications, **voir [www.thermolab.ch/sondes](http://www.thermolab.ch/sondes)** . **La sonde Pt 100 1/10 DIN, application liquide est incluse avec le thermomètre Précision Plus, ainsi que le certificat de calibration UKAS**

#### Données techniques:

	Précision	Précision Plus
Gamme de mesure	-199 à $499.9^\circ\text{C}$	$-199.9^\circ\text{C}$ à $199^\circ\text{C}$
Résolution	$0.1^\circ\text{C}$	$0.01^\circ\text{C}$
Précision	$\pm 0.2^\circ\text{C}$	$\pm 0.05^\circ\text{C}$
Batterie	3 x 1.5 volts AAA	
Durée de vie des piles	2000 heures	
Type de capteur	PT 100	
Affichage LCD	10 mm LCD	
Dimensions	25 x 56 x 128 mm	
Poids	130 grammes	



En option  
housse de protection  
en silicone