

Thermomètre calibré pour réfrigérateur et congélateur avec alarme sonore & fonctions mémoire max/min

Vous serez aussitôt averti lors d'une panne électrique ou d'une porte de frigo mal refermée ou d'un congélateur défectueux grâce à son alarme sonore (80 db) et répétitive toutes les 55 secondes. Ce thermomètre dispose d'un grand écran LCD, une fonction mémoire max/min pour enregistrer la dernière température maximale et minimale et une alarme sonore. Il possède deux capteurs de température. Une sonde température avec câble PVC d'une longueur de 1m résistante à l'eau à insérer dans le réfrigérateur et un capteur de température interne qui prend la température ambiante de la pièce. La sonde peut être montée sur la paroi interne du réfrigérateur à l'aide de la ventouse ou sur le support fourni. Le thermomètre a un boîtier en ABS robuste et intègre un pied-support pour le montage. L'alarme sonore (80 db) se déclenche toutes les 55 secondes jusqu'à que l'on presse la touche ou la fin vie des piles.



Applications :
laboratoire pharmaceutique,
pharmacie, R&D, domaine
agro-alimentaire

Caractéristiques techniques

Gamme	-49.9 à 69.9°C
résolution	0.1°C
précision	± 1 C
Pile	1.5 Volts AAA
Durée de vie des piles	5000 heures
Ecran	LCD numérique
Dimensions	15 x 52 x 73 mm
Poids	48 grammes
Boîtier	ABS plastique
Alarmes	Alarmes réglables
Mémoire valeur Maximum / Minimum fonctions	oui
Sonde/capteur	interne & sonde externe fixe
Certificat de calibration traçable	2 points de mesure : 2°C et 8 °C inclus